

Choix de selles non-feu M1
Antibactérien
Choice of M1 fire retardant
and antibacterial upholstery

Basic

- 32 - BLEU / BLUE
- 33 - VERT / GREEN
- 34 - JAUNE / YELLOW
- 35 - ROUGE / RED
- 36 - ORANGE / ORANGE

Trendy

- 42 - AZUL / AZURE
- 43 - CEDRAF / CEDRAF
- 44 - RAISON / RAISON
- 45 - LILAS / LILAC
- 46 - BONSON / SW64


Classic

- 92 - MARINE / MARINE
- 93 - COI FAGE / COI FAGE
- 94 - MUSCADE / NUTMES
- 95 - NEVE / SNOW
- 96 - ETAIN / TIN

Noirs

- 98 - OBSCURE / DARKNESS
- 97 - ANTOBACT / ANTIBACT

ANTIBACTÉRIEN / NON FEU M1 - ANTIBACTERIAL / M1 FIRE RETARDANT



Hauteur fixe
Fixed height
Poids net
Net weight 53 kg
Poids brut
Gross weight 67 kg
Volume 1,164 m³

Hauteur variable hydraulique
Hydraulic variable height
Poids net
Net weight 60 kg
Poids brut
Gross weight 74 kg
Volume 1,164 m³

POD/FE-43M1



FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT
BLOOD SAMPLING CHAIR

Deneb®.Lab



www.promotal.com - 02 43 99 03 54 - Demandez conseil et renseignements à nos conseillers, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Pour connaître les conditions de transport et les modalités de paiement, contactez votre fournisseur.

Selleries RITTER
RITTER upholstery
Non classé M1.
Not classified M1.

- C1 - NAVY
- C2 - DUSTY BLUE
- C3 - MOSS

Midmark Europe SAS
22, rue de Saint-Denis - 53500 Ernée
www.promotal.com



Version: 11-2017




DENE0® est un concentré d'innovations pour permettre une meilleure accessibilité du patient aux soins et un plus grand confort pour le patient et le praticien. La conception du DENE0® est le résultat d'un long travail de recherche et de nombreuses rencontres sur le terrain avec les professionnels des laboratoires. Cette recherche s'est concrétisée par une demande de brevet et le dépôt de modèles.

DENE0® is a very innovative product allowing the best patient accessibility to care and the greatest comfort for both the practitioner and the patient. The design of DENE0® is the result of a long research work and numerous tests in the field with phlebotomy professionals. This research ended up with several patents.

CONFORT COMFORT

- Rotation 360° (sur certains modèles)
- Encombrement réduit, optimisation de l'espace
- Sellerie **Bodyshape®** : positionnement naturel
- 360° rotation (on specific models only)
- Reduced volume, optimized space
- **Bodyshape®** upholstery: natural body position



HYGIÈNE HYGIENE

- Revêtement avec protection antibactérienne (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- Nettoyage facilité
- Sellerie sans couture
- Poignées amovibles
- Covering with antibacterial protection (depending on the color, see color chart)
- Easy to clean
- Seamless upholstery
- Removable handles

Capacité / Capacity
200 kg

SÉCURITÉ / SAFETY

- Position d'urgence facilitée, sans effort et rapide
- Appui-bras sur le dossier et poignées intégrées → longévité
- Base circulaire : stabilité du fauteuil
- Sellerie non-leu M1 (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- Capacité patient : 200 kg
- Easy, effortless and rapid emergency position
- Armrests on the backrest and integrated handles → long service life
- Circular base: chair stability
- M1 fire retardant upholstery (depending on the color, see color chart)
- Maximum capacity: 200 kg

Concept **Si'n G6x** (selon modèles) / **Si'n G6x** concept (specific models)



ACCESSIBILITÉ ACCESSIBILITY

- Concept **Si'n G6x** : position d'accueil à 50 cm du sol (selon modèles)
- Angle de l'appui-jambes modifié pour un accès facilité
- **Si'n G6x** concept: welcome position at 50 cm from the ground (specific models)
- New legrest angle for easier access

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Hauteur fixe (selon modèle) et hauteur variable hydraulique (selon modèle) de 51 à 71 cm
 Light grey epoxy covered steel for the base and structure (except ref. 80010-02R and 80015-02R)
 2 poignées polyuréthane intégrées au niveau de l'assise
 Sellerie monobloc sans couture, revêtement M1 mousse épaisseur 30 mm, densité 40 kg/m³
 2 appui-bras amovibles, incurvés sur rotules avec mousse et revêtement M1 thermofirmés sans couture
 Poids maximum du patient autorisé 200 kg (testé en statique à 500 kg)

Fixed height (seat at 50 cm) and hydraulic variable seating height from the base and structure (except ref. 80010-02R and 80015-02R)
 Two lateral polyurethane hand grips integrated to the seat
 One-piece structure seamless upholstery foam thickness 30 mm, density 40 kg/m³
 Two removable formed armrests. Swivel adjusting system. Seamless heat formed M1 covering
 200 kg patient weight capacity (tested at a static weight of 500 kg)


STANDARD FEATURES



Modèles / Models	Hauteur fixe base circulaire / Fixed height circular base	Hauteur fixe base 4 roues ø 50 mm / Fixed height base 4 castors ø 50 mm	Hauteur variable hydraulique / Hydraulic variable height	Avec rotation / With rotation	Concept Si'n G6x
80000-02R	●			●	●
80010-02R		●		●	●
80070-02R			●	●	●
80005-02F	●			●	●
80005-02R			●	●	●
80015-02R		●		●	●
80075-02R			●	●	●

Tous ces modèles bénéficient du nouvel angle de l'appui-jambes pour faciliter l'accès. All these models feature the new legrest angle for easier access.

Optimiser l'espace Optimize space



Accessoires Accessories

167-10 Perforé-métal (long. max 50 cm, ø 20 cm) / Paper mill holder (length max 50 cm, ø 20 cm)	966 Platneau seul / Stainless steel pan (240 x 180 x 30 mm)	80901-01 Platneau avec bras rigide pivotant (droite / gauche) / S/S pan with swivelling arm (right / left)	80902-01 Platneau avec bras flexible pivotant (droite / gauche) / S/S pan with flexible swivelling arm (right / left)	80905-01 Protection plastique (côté jambes) / Plastic covering (leg section)
80920-01 Support pour épaux (côté jambes ou tête) / Clamp support (leg or head side)	80921-01 Étau pour accessoires / Clamp for accessories ø 16 mm	Lightcare 80923-01 Tabouret / Stool hauteur / height mini : 47 cm / max : 66 cm	80523-01 Tabouret / Stool hauteur / height mini : 47 cm / max : 66 cm	80542-01 Pouf / hauteur / height 52 cm
80938-01 Protection plastique (côté tête) / Plastic covering (head section)	Se référer à la documentation / Refer to the literature	80939-01 Tige porte-sérum auto-verrouillant 2 crochets / 2 hook IV pole		